

# MRT-Zwerchfell-Endometriose-Protokoll

## PD Dr. med. Céline Alt

|   | <b>Sequenzname GE</b>              | <b>Einstellung und Nachverarbeitung</b>   | <b>Bild</b>  |
|---|------------------------------------|---|--|
| 1 | <b>Cor FIESTA ASPIR BH 4mm</b>     | gesamtes Zwerchfell (inklusive Ausläufer) erfassen, basale Lungenabschnitte mit erfassen                                |  |
| 2 | <b>Ax FIESTA ASPIR BH OB 4 mm</b>  | gesamtes Zwerchfell (inklusive Ausläufer) erfassen<br>basale Lungenabschnitte mit erfassen                              |   |
| 3 | <b>Sag FIESTA ASPIR BH OB 4 mm</b> | gesamtes Zwerchfell (inklusive Ausläufer) erfassen<br>basale Lungenabschnitte mit erfassen                              |  |
| 4 | <b>Ax T1 FSE FLEX in/opp 4 mm</b>  | gesamtes Zwerchfell (inklusive Ausläufer) erfassen<br>basale Lungenabschnitte mit erfassen                              |  |
| 5 | <b>Sag T2 FSE PROP 4mm</b>         | gesamtes Zwerchfell (inklusive Ausläufer) erfassen<br>inklusive Weichteilmantel<br>basale Lungenabschnitte mit erfassen |  |